

Cómo usar una máscara KN95:



1

Lávese las manos y/o aplique gel antibacterial.

No toque el interior de la mascarilla con las manos.

Desdoble la máscara y aplane la varilla nasal. Sostenga la máscara debajo de la barbilla con la varilla nasal hacia arriba.

2

Coloque las bandas sobre cada una de sus orejas. Colóquese la máscara en la cara con la varilla nasal cubriendo su nariz.

3

Ajuste la varilla nasal con los dedos de ambas manos para moldearlo a la forma de su nariz.

4

Ajuste según sea necesario. Todas las partes de la máscara deben quedar ajustadas contra su cara sin dejar espacios. No deberías sentir la fuga de aire mientras respiras.

Datos adicionales que debe saber:

- No lave ni desinfecte su máscara KN95. Con el cuidado adecuado, la máscara KN95 debe poder reutilizarse durante un período de tiempo prolongado (en dependencia del uso).
- Guarde su máscara KN95 en un lugar seguro donde no se pueda mojar.
- El vello facial puede afectar que su máscara KN95 se adhiera completamente a su rostro, lo que reduce su protección.
- Deseche y reemplace su máscara KN95 cuando se ensucie, se estire o presente algún otro daño.